

適性測驗結果

FCBiotech | *A choice to have your life for the best, FCB!*



推薦您使用

MassARRAY-SNP 分析



適用5個以上的位點分析



適合中高通量樣本數



分析成本低，快速提供報告



最低可檢測5%的突變率



MASSARRAY-SNP 分析

將 MALDI-TOF 質譜原理應用於核酸分析的技術平台，檢測原理是在 MULTIPLEX PCR 擴增反應後，設計單一延伸反應的引物，並利用質譜儀直接檢測延伸產物片段的分子量，不需任何螢光或蛋白標定，即可進行基因型分析。此外，也可根據質譜訊號進行定量。適用於分析 10~10000 個樣本及 10~1000 個 SNP 位點數。

推薦使用的分析技術：
MASSARRAY-SNP 分析

可應用於高通量樣本的基因診斷、傳染病檢測、病毒分型、癌症基因篩檢及 SNP 檢測

MassARRAY 的技術優勢是準確度高、靈敏度高、高通量位點分析，一個反應僅需 10 ng DNA 就可最多同時分析 40 個 SNPs、CP 值高。因此適合用於大規模樣本平行驗證、公衛流病分析、高通量基因檢測普遍篩檢...等大規模樣本試驗。

豐技生物科技股份有限公司

100 台北市中正區紹興北街 5 號 5 樓之 1

EMAIL: info@fcbiotech.com.tw

WEBSITE: www.fcbiotech.com.tw

TEL: (02)23519800