


豐技生技 提供給您進行更全面性的粒線體研究



包含表現型、基因型粒線體分析




Phenotypic analysis

Integration

Genotype analysis




MitoPlates 粒線體功能性檢測



- 不受細胞類型影響
(可接受suspension cell, transformed cell, primary cell...ect)
- 檢測盤包含31種基質和22種抑制物
- 實驗流程簡單，結果明瞭
- 可搭配ELISA Reader計算呈色結果

- 以NGS搭配QIASeq建庫試劑，進行粒線體全基因組定序。
- 分析粒線體SNPs，並對 >5% heteroplasmy進行精確定量。
- 整合58個已報導的致病位點，輔助臨床診斷。



粒線體研究分析方案



適用所有細胞/組織
進行粒線體研究



精確找出研究目標



粒線體全面性分析服務



豐·技·生·技

豐技生物科技股份有限公司

TEL: +886-2-2351-9800

info@fcbiotech.com.tw



Facebook連結



官網連結