

凱必利 Kaibilia™


## A/B 型流感病毒快速診斷試劑

15 分鐘快速檢測試片

直接檢測鼻腔抽吸液，鼻腔擦拭液或咽喉擦拭液檢體，為流感病毒抗原的定性檢測。可有效區分 A 型或 B 型流感。

A 型流感病毒檢測準確度可達 98 %，特異性為 96 %<sup>1</sup>。

檢體加至反應區後，反應 15 分鐘後直接判讀檢測結果，操作簡便又快速。



### 【試劑規格 (每盒)】

1. 檢測片 20 片
2. 棉棒 20 支
3. 滴管 21 個
4. 立架 1 個
5. 檢體抽取液 2 瓶 (11 mL)
6. 抽取用管子 20 支

### 【檢測靈敏度】

A 型每次檢測最低檢出量  $3.0 \times 10^4$  TCID<sub>50</sub>  
B 型每次檢測最低檢出量  $1.5 \times 10^5$  TCID<sub>50</sub>

參考文獻：

1. Kansenshogaku Zasshi. 2005 Oct; 79(10):803-11, Comparison of four rapid diagnostic kits using immunochromatography to detect influenza B viruses. 2. 世界衛生組織執行委員會第 111 屆會議 臨時議程專案 5.8 EB111/10 2002/11/26

流行性感官診斷標準及處理原則 GB 15994-1995; Ahily Noone, Peter Christie, James Millar and James D Douglas



豐技生物科技股份有限公司

洽詢專線：02-23519800