



正在尋找臨床分子檢測標準品嗎？

SeraCare 包含多種癌別的 DNA 及 RNA 標準品，可檢測多種癌症突變，如：SNV、CNV、gene fusions、TMB、MSI ...等。具有DNA、RNA、FFPE、新鮮組織、ctDNA等多元的樣本形式，提供您穩定、高品質的驗證樣本，輕鬆完成臨床檢測項目驗證及QC作業，讓您的NGS、PCR分子檢測符合臨床規範。

豐技生技提供完整的癌症精準醫療檢測工具，
協助您輕鬆建置完整的NGS檢測方案！



Fusion 標準品

Material No.	Product	Format	說明
0710-0497	Seraseq™ Fusion RNA Mix v4	RNA	具有18種 RNA Fusions 的RNA標準品
0710-0496	Seraseq™ FFPE Tumor Fusion RNA v4 Reference Material	FFPE	具有18種 RNA Fusions 的FFPE標準品

SNV、CNV 標準品

Material No.	Product	Format	說明
0710-0094	Seraseq™ Tumor Mutation DNA Mix v2 AF10 HC	DNA	包含28個基因共20個 SNVs、5個 homopolymer SNVs、13個 Indel突變
0710-0408	Seraseq™ Myeloid Mutation DNA Mix	DNA	包含16個基因共23個 Myeloid 相關突變
0710-0711 0710-0712 0710-0713	Seraseq™ Breast CNV Mix	DNA	具有+3、+6、+12 copy 的HER2 CNV 標準品
0710-0414 0710-0415 0710-0416	Seraseq™ Lung & Brain CNV Mix	DNA	具有+3、+6、+12 copy的MET、MYC、EGFR標準品

ctDNA 標準品

Material No.	Product	Format	說明
0710-0139	Seraseq™ ctDNA Mutation Mix v2 AF2%	DNA	包含28個基因、39個點突變與TPR-ALK Fusion
0710-0671	Seraseq™ ctDNA Complete™ Mutation Mix AF1%	DNA	包含16個基因、19個點突變、3個CNV、3個 Fusions
0710-0718	Seraseq® ctDNA EGFR Panel Reference Material AF1%	DNA	包含EGFR T790M、L858R、G719S、exon19 DEL 突變
0710-2146	Seraseq® ctDNA MRD Panel Mix	DNA	包含10個基因、3個Fusions，具有0%、0.5%、0.05%、0.005% 4種比例

TMB MSI 標準品

Material No.	Product	Format	說明
0710-1308	Seraseq® FFPE Tumor Mutational Burden (TMB) Reference Material Score 9	FFPE	適合FFPE、gDNA、血液樣本之 TMB 檢測標準化與驗證
0710-1324	Seraseq® Genomic DNA Tumor Mutational Burden (TMB) Mix Score 20	gDNA	
0710-2087	Seraseq Blood TMB Mix Score 7	DNA	
0710-2236	Seraseq® FFPE MSI-High RM	FFPE	可支援qPCR、NGS 之MSI 檢測

豐技提供您最專業、最完整的臨床分子檢測建置系統，
歡迎掃描QR code了解更多產品資訊



100 台北市中正區紹興北街5號5樓之1
www.fcbiotech.com.tw
info@fcbiotech.com.tw
TEL: (02)2351-9800

